



FICHE TECHNIQUE

Pack x12, réf. : ACL 9929186 – Pack x2 : ACL 9929192

1- Produit

- 1.1- Description** Gants de toilette à usage unique doublés d'un revêtement interne, pré-imbibés d'une lotion nettoyante (formule sans parfum spéciale peaux fragiles) pour la toilette corporelle quotidienne sans rinçage, particulièrement des patients alités, incontinents ou dépendants.
- 1.2- Composition**
- Gant : non-tissé : 90 g/ m², gaufré 3D, 40% viscose, 60% PET, doublé d'un film PE 25µ
 - Lotion : INGREDIENTS : AQUA, DISODIUM COCOAMPHODIACETATE, GLYCERIN, PHENOXYETHANOL, ALLANTOIN, BENZOIC ACID, PANTHENOL, DEHYDROACETIC ACID, TOCOPHERYL ACETATE, POLYAMINOPROPYL BIGUANIDE, ETHYLHEXYLGLYCERIN, ALOE BARBADENSIS LEAF JUICE, SIMETHICONE.
- 1.3- Caractéristique** Lotion hypoallergénique, sans parabens, testée dermatologiquement (3 tests) : Test HET-CAM, test d'hypoallergénicité et Patch test.

2- Utilisation

- 2.1- Mode d'emploi**
- 1- Ouvrir le pack
 - 2- Prendre un gant de toilette et y enfiler la main (de préférence protégée par un gant d'examen type Vynil), refermer le pack
 - 3- Laver directement la peau selon le protocole de toilette en vigueur, le produit n'a pas besoin d'être rincé
 - 4- La lotion sèche sur la peau et forme une couche de protection; le produit peut ne pas être séché.
- 2.2- Élimination** Ne pas jeter aux toilettes. Elimination selon les protocoles en vigueur: dans les déchets ménagers ou en DASRI si indiqué.
- 2.3- Précautions d'emploi** Produit à usage unique. Ne pas réutiliser après emploi. Ne pas utiliser sur peau lésée. En cas de risque infectieux, réserver chaque pack de gants à un patient unique. as de contact oculaire ou la bouche en cas d'ingestion ; appeler un médecin si nécessaire.

3- Réglementaire

- 3.1 - Conformité :** Conforme à la Directive 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux- Classe I - CE
- 3.2- Identification :** Chaque produit est identifié par un numéro de lot et une date de péremption (3 ans).
- 3.3- Code douanier :** 3401190000 (selon la législation européenne en vigueur).
- 3.4- Sécurité :** Ce produit n'est pas dangereux selon les critères de l'Union Européenne. Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

4- Conditionnement

RÉF.	UNITÉ	PRESENTOIR	CARTON	PALETTE
ACL 9929186	1 pack = 12 pces 140x40x260mm 0,38kg	1 display = 6 packs 205x130x200mm = 2.6kg	1 master carton = 2 displays 230x270x215mm (h) 5,1kg	1 palette = 112 master cartons (8 étages de 14) 80x120x190cm = 581,7kg
ACL 9929192	1 pack = 2 pces 140x10x260mm 0,071kg	1 display = 25 packs 215x130x250mm = 2.1kg	1 master carton = 2 displays 225x270x260mm (h) 4.1kg	1 palette = 98 master cartons (7 étages de 14 cartons) 80x120x190cm = 411,9kg

• Marques, dessins et modèles internationaux déposés - Dimensions, poids, volume : +/- 5% - Version 060314



Certifié ISO
9001/13485

CLEANIS S.A.S.
73 rue du Cherche-Midi
75006 PARIS - FRANCE

CLEANIS Inc.
1375 Broadway avenue
NY 10018 - USA

Cleanis K.K.
Tokyo Trade Center
Tokyo 105-0022 - JAPAN

Web :
www.cleanis.com