

## **Hydrotul®** Pansement hydroactif

Référence	Taille ou dimensions produit	Code ACL
499581	5 x 5 cm	4484087
499583	10 x 12 cm - Par 10	4484093
499584	15 x 20 cm	4484070
499585	10 x 12 cm - Par 60	4587077



### Produit

Le pansement Hydrotul® est un pansement imprégné d'un excipient gras associé à un composant hydroactif, non occlusif, indiqué pour le soin atraumatique des plaies.

### Indications / Classification

Hydrotul® est indiqué pour le soin des plaies superficielles aiguës et chroniques de toute nature.

Hydrotul® est un dispositif médical de classe IIb (TÜV-0123).

### Spécifications

#### Composition :

Tulle en polyamide imprégné d'un excipient neutre, hydrolipidique, sans principe actif à base de triglycérides. L'excipient contient (selon I.N.C.I): Petrolatum, Caprylic/Capric/Myristic/Stearic Triglyceride, Cellulose Gum (Sodium carboxymethylcellulose), Bis-Diglyceryl Polyacyladipate-2, Isostearyl Diglyceryl Succinate, Glyceryl Stearate, Hydrogenated Coco-Glycerides.

#### Caractéristiques :

Mince, doux et confortable, le tulle assure un bon contact avec la plaie. Son excipient gras permet d'éviter l'adhérence à la plaie, de même qu'un retrait atraumatique.

En contact avec l'exsudat de la plaie, l'excipient hydro-lipidique forme un gel qui maintient un équilibre humide optimal dans la plaie et empêche son dessèchement. Ce milieu humide ainsi constitué favorise la cicatrisation de la plaie.

L'excipient hydrolipidique maintient la souplesse des berges de la plaie et empêche la macération.

Ne colle ni aux gants, ni aux ciseaux.

Peut être facilement découpé.

Remboursé LPPR. (sauf référence 499585)

Absence de latex.

Absence de colophane.

### Présentation / Conditionnement

Emballage individuel en pochette pelable.

Accompagné d'une notice d'emploi.



Référence	Taille ou dimensions produit	Nb unités / pochette	Nb pochette / boîte	Nb boîtes / carton
<b>499581</b>	5 x 5 cm	1	10	12
<b>499583</b>	10 x 12 cm - Par 10	1	10	12
<b>499584</b>	15 x 20 cm	1	10	6
<b>499585</b>	10 x 12 cm - Par 60	1	60	1

Référence	Taille ou dimensions produit	Dimensions pochette	Dimensions boîte	Dimensions carton
<b>499581</b>	5 x 5 cm	90 x 117 mm	99 x 14 x 133 mm	222 x 163 x 90 mm
<b>499583</b>	10 x 12 cm - Par 10	155 x 193 mm	164 x 14 x 214 mm	352 x 241 x 90 mm
<b>499584</b>	15 x 20 cm	205 x 273 mm	294 x 14 x 214 mm	352 x 241 x 90 mm
<b>499585</b>	10 x 12 cm - Par 60	155 x 193 mm	162 x 49 x 201 mm	190 x 61 x 222 mm

## Stérilisation

Rayonnement gamma  
Durée de vie : 3 ans

## Contre-indications

Il est déconseillé d'utiliser Hydrotul ® sur les patients présentant une sensibilité connue à l'un des composants.

## Conseils d'utilisation

Sortir Hydrotul ® de son étui individuel, entouré des deux films protecteurs, et si nécessaire, le découper aux dimensions de la plaie. Enlever l'une des deux protections et poser la face ainsi dégagée sur la plaie, puis retirer l'autre protection.

Pour permettre l'évacuation des sécrétions, il est possible d'appliquer un pansement absorbant stérile (par exemple Zetuvit ®) par-dessus le pansement.

Sauf avis contraire du médecin, renouveler Hydrotul ® à chaque changement du pansement.

Nettoyer les résidus gras éventuels en rinçant la plaie avec de la solution isotonique avant d'appliquer un nouveau pansement.