

Laboratoires URGO
FICHE TECHNIQUE ET DE SPECIFICATIONS

URGOSOFT

PANSEMENT NON-TISSE ADHESIF BLANC

□ DESCRIPTION :

- Support non tissé extensible en un sens.
- Haute tolérance cutanée.
- Compresse absorbante centrale, recouverte d'un voile anti-adhérent.

□ PROPRIÉTÉS :

- Extensible, il suit les mouvements des articulations ou les plis de la peau.
- Non tissé, micro aéré : pour éviter la macération.
- Haute tolérance cutanée.

□ INDICATIONS :

- Protection rapide et efficace des plaies superficielles.

□ MODE D'EMPLOI :

- Nettoyer, désinfecter la plaie et son pourtour. Rincer avec du sérum physiologique et sécher.
- Eviter les tensions à la pose.
- Pour les pansements prédécoupés : appliquer en lissant soigneusement les bords.
- Pour les bandes : découper en utilisant des ciseaux propres et désinfectés.
- Renouveler aussi souvent que nécessaire.

□ PRESENTATIONS :

PANSEMENT PRE-DECOUPE SOUS EMBALLAGE INDIVIDUEL

CODES	DIMENSIONS	CONDITIONNEMENTS
501500	20 x 72 mm	Boîte de 1000 pansements
501499	53 x 70 mm	Boîte de 1000 pansements
505340	20 x 72 mm	Boîte de 100 pansements

PANSEMENT BANDE A DECOUPER

CODES	DIMENSIONS	CONDITIONNEMENTS
502958	5 m x 4 cm	Boîte de 1 bande
502957	5 m x 6 cm	Boîte de 1 bande
502956	5 m x 8 cm	Boîte de 1 bande

□ **DONNEES TECHNIQUES :**

NATURE DES CONTROLES	SPECIFICATIONS
Aspect	Propre, aucune trace de pollution, indications claires et précises
Dimensions du pansement	Conformes au plan
Grammage de masse adhésive	35 à 45 g/ m ²
Pouvoir adhésif	1.1 à 4.3 N/cm
Conditionnement Ouverture du sachet Conformité du conditionnement primaire et secondaire	Ouverture facile Conforme au plan
Péremption	5 ans

NB. :

Données Techniques indiquées pour information, ne font pas systématiquement l'objet d'un contrôle de routine

□ **STATUT REGLEMENTAIRE :**

Dans l'Union Européenne, URGOSOFT est un dispositif médical de classe I marqué CE.

URGOSOFT a été conçu et est fabriqué par les Laboratoires URGO - 21300 CHENOVE - FRANCE