

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Gant en latex micro-poudré ambidextre
- Couleur : naturel
- Texture non glissante
- Poudrage : dosage optimal Cornstarch USP
- Protéines : dosage Lowry modifiée <math> < 80\mu \text{ g/g}</math>
- Non stérile

CONFORMITE

- Directive 93/42/CE pour les dispositifs médicaux classe 1
- EN 420
- Testé agro-alimentaire CE 1935/2004 pour les aliments alcoolisés jusqu'à 10° et aliments gras.
- Ne convient pas au contact d'aliments acides au-delà de 2 heures à 40°C
- AQL 1.5



PRECAUTIONS D'EMPLOI ET DE STOCKAGE

*A stocker à l'abri de la lumière, de l'humidité, de la chaleur et du froid.
Se laver les mains à l'eau savonneuse après chaque utilisation.*



DIMENSIONS / CONDITIONNEMENT

Taille	S	M	L	XL
Largeur paume en mm	85 ± 5	95 ± 5	105 ± 5	115 ± 5
Longueur en mm	240			
Poids moyen en gr	4.5 ± 0.2	5 ± 0.2	5.5 ± 0.2	6 ± 0.2
Conditionnement	Boite de 100 – Carton de 10 boites – Palettes de 70 cartons			
Taille boite	110 x 210 x 65 mm			
Taille carton	330 x 220 x 213 mm			