

## JOLEGV308

## Gant vinyle non poudré

### Descriptif

- Chlorure de polyvinyle
- Ambidextre, surface lisse
- Texture non glissante, paume traitée,
- Qualité médicale
- Qualité alimentaire
- AQL 1,5
- Non stérile

#### PRECAUTIONS D'EMPLOI ET DE STOCKAGE

A stocker à l'abri de la lumière ; de l'humidité, de la chaleur et du froid.  
Se laver les mains à l'eau savonneuse après chaque utilisation.

### Avantages spécifiques

- Facilite la mise en place du gant et réduit la transpiration
- Réduit le risque d'hypersensibilité et de réaction allergique



### Domaines d'utilisation

- Industrie agro-alimentaire
- Laboratoire
- Manipulation des prélèvements
- Entretien du matériel



### Dimensions

Taille	S	M	L	XL
Largeur paume en mm	80 ± 10	95 ± 10	110 ± 10	≥ 110
Longueur en mm	240	240	240	240
Poids moyen en gr	± 4.5	± 5	± 5.5	± 6

### Conditionnement

Boite de 100



Carton de 1000



Palette de 70 cartons

#### CODE BARRE EAN 13

Taille	S	M	L	XL
Code boîte	3221170000530	3221170000523	3221170000516	3221170000820
Code carton	3221170002695	3221170002701	3221170002718	3221170002725