

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Pansement adhésif

Cosmopor E® LPPR

Référence	Taille ou dimensions produit	Référence ACL
900891	7,2 x 5 cm	7440363
900893	10 x 8 cm	7440392
900899	15 x 9 cm	7644798
900895	20 x 10 cm	7440417

Produit

Pansement adhésif stérile en nontissé très doux, muni d'un coussinet absorbant non adhérent.

Cosmopor E® LPPR est un dispositif médical de classe I stérile (TÜV-0123).

Indication

Soins post-opératoires et traitement aseptique des plaies superficielles, notamment dans le cadre des premiers soins.

Spécifications

Composition :

Nontissé : 100 % polyester - 45 g/m²

Masse adhésive : caoutchouc synthétique - Hotmelt (haute tolérance cutanée)

Coussin absorbant : 100 % viscose recouverte d'une résille en polyéthylène

Papier : siliconé blanc

Caractéristiques :

Coloris : blanc

Bords du pansement : arrondis

Référence	Caractéristiques spécifiques
900891	Dimensions du pansement : 7,2 x 5 cm environ Dimensions du coussin absorbant : 4 x 2,5 cm environ
900893	Dimensions du pansement : 10 x 8 cm environ Dimensions du coussin absorbant : 6,5 x 5,4 cm environ
900899	Dimensions du pansement : 15 x 9 cm environ Dimensions du coussin absorbant : 11 x 3,8 cm environ
900895	Dimensions du pansement : 20 x 10 cm environ Dimensions du coussin absorbant : 16 x 5,4 cm environ

Les pansements Cosmopor E® sont conformes aux exigences de la LPPR.
Remboursé LPPR.

Absence de latex.

Absence de colophane.

Présentation / Conditionnement

Individuelle sous pochette papier-papier pelable.

Référence	Taille ou dimensions produit	Nb unités / pochette	Nb pochettes / boîte	Nb boîtes / carton
900891	7,2 x 5 cm	1	10	20
900893	10 x 8 cm	1	10	20
900899	15 x 9 cm	1	10	20
900895	20 x 10 cm	1	10	20

Référence	Taille ou dimensions produit	Dimensions pochette	Dimensions boîte	Dimensions carton
900891	7,2 x 5 cm	120 x 85 mm	128 x 91,5 x 26,5 mm	389 x 145,5 x 147 mm
900893	10 x 8 cm	150 x 115 mm	158 x 121,5 x 26,5 mm	288 x 258 x 178 mm
900899	15 x 9 cm	200 x 125 mm	208 x 131,5 x 26,5 mm	281 x 221 x 286 mm
900895	20 x 10 cm	250 x 135 mm	258 x 141,5 x 26,5 mm	298 x 288 x 278 mm

Stérilisation

A l'oxyde d'éthylène.

Durée de vie : 5 après la stérilisation.