

## FICHE TECHNIQUE PRODUIT

### Pansement transparent adhésif

#### Hydrofilm®

Référence	Taille ou dimensions produit
<b>685756</b>	<b>6 x 7 cm</b>
<b>685758</b>	<b>10 x 12,5 cm</b>
<b>685762</b>	<b>15 x 20 cm</b>
<b>685763</b>	<b>10 x 25 cm</b>
<b>685765</b>	<b>20 x 30 cm</b>

#### Produit

---

Pansement transparent auto-adhésif stérile.

Hydrofilm® permet les échanges gazeux; il est imperméable aux germes et à l'eau réduisant le risque d'infection secondaire et permettant au patient de prendre une douche ou un bain.

Le film transparent permet le contrôle visuel de la peau périlésionnelle et du degré de saturation du pansement.

Hydrofilm® est un dispositif médical de classe IIa (TÜV-0123).

#### Indication

---

Pour le recouvrement stérile et la protection des plaies sèches, peu exsudatives et non infectées.

Egalement pour la fixation et la protection de pansements, de canules ou de cathéters.

#### Spécifications

---

##### *Composition :*

- film de polyuréthane adhésivé de 60 µm d'épaisseur environ, adhésif émulsion acrylique
- papier protecteur siliconé
- système de pose en polyester

##### *Caractéristiques :*

Taux de transmission de la vapeur d'eau (MVTR) (EN 13726-2) : > 1100 g/m<sup>2</sup>/24h.

Absence de latex.

Absence de colophane.

#### Présentation / Conditionnement

---

Présentation unitaire sous pochette pelable papier-film.

Conditionnées en boîte, puis en carton.

Référence	Taille ou dimensions produit	Nb unités / pochette	Nb pochettes / boîte	Nb boîtes / carton	Nb cartons / palette
685756	6 x 7 cm	1	100	10	66
685758	10 x 12,5 cm	1	100	10	28
685762	15 x 20 cm	1	50	10	30
685763	10 x 25 cm	1	25	10	48
685765	20 x 30 cm	1	10	10	40

Référence	Taille ou dimensions produit	Dimensions boîte	Dimensions carton	Dimensions palette
685756	6 x 7 cm	106 x 88 x 132 mm	458 x 150 x 233 mm	1200 x 800 x 1548 mm
685758	10 x 12,5 cm	150 x 90 x 192 mm	474 x 212 x 321 mm	1200 x 800 x 1434 mm
685762	15 x 20 cm	200 x 50 x 270 mm	420 x 270 x 291 mm	1200 x 800 x 1605 mm
685763	10 x 25 cm	146 x 35 x 310 mm	328 x 193 x 313 mm	1200 x 800 x 1402 mm
685765	20 x 30 cm	246 x 18 x 362 mm	380 x 198 x 267 mm	1200 x 800 x 1485 mm

### **Stérilisation**

---

A l'oxyde d'éthylène.  
Durée de vie : 5 ans après la stérilisation.

### **Précautions d'emploi**

---

Raser les parties du corps très poilues avant d'appliquer Hydrofilm®.

### **Contre-indications**

---

Hydrofilm® ne doit pas être utilisé sur des plaies cliniquement infectées, saignantes ou sécrétant fortement.