

DESCRIPTION :

Coverplast Detectable est constitué d'un film opaque bleu, enduit d'une masse adhésive acrylique. La compresse absorbante est constituée d'une couche en non-tissé laminé sur feuille d'aluminium et enduit d'une solution à base de caoutchouc synthétique et de poudre de tungstène. Celle-ci est positionnée au centre de la surface adhésive.

CARACTERISTIQUES:

- Détectable aux rayons X grâce aux filaments de tungstène,
- Visible au détecteur de métaux grâce à la présence d'aluminium,
- Visuellement détectable par sa couleur bleue,
- Stérile,
- Respirant, aide à prévenir la macération de la peau,
- Barrière virale et bactérienne : réduit le risque d'infection des plaies secondaires
- Imperméable à l'eau, à l'huile et à la graisse,
- Souple,
- Adhésif acrylique : haute tolérance cutanée

**INDICATIONS:**

Soins des plaies superficielles, peu exsudatives (coupures, abrasions, laceration) particulièrement recommandé quand la détection d'un pansement perdu s'impose (industrie alimentaire)

MODE D'EMPLOI:

Non applicable

PARTICULARITES D' UTILISATION:

Ne pas utiliser chez les patients allergiques aux produits de synthèse

PRECAUTIONS D' EMPLOI:

-

ENTRETIEN :

Non applicable

CONTRE-INDICATIONS:

Patient allergique à l'un des composants

CONDITIONNEMENT:

Pansement sous sachet individuel soudé
Boîtes de 20, 50, 95, 100 selon référence

Assortiments :

72143-00019 : Assortiment de 20 pansements dont 12 pansements en 7,2 X 2,2 cm et 8 en 3,8 x 3,8 cm.

72143-00018 : 95 pansements dont 20 en 3,8 x 3,8 cm, 10 de 5 x 4,4 cm, 40 en 7,2 x 2,2, 15 de 7,2x 5 cm, 10 de 16 x 2 cm.

1. Présentation Pharmacie

a. Assortiments

EAN13	ACL7	Référence (*)	Dimensions	Unité de cde	Carton stand.	Code LPPR	
4042809100471	9952251	72143-00018-01	Assortiment - Bte 95	1	24		Bte 95
4042809105216	9952268	72143-00019-01	Assortiment - Bte 20	1	72		Bte 20

b. Bout de doigt

EAN13	ACL7	Référence (*)	Dimensions	Unité de cde	Carton stand.	Code LPPR	
4042809070095	9952245	72143-00013-02	5 x 4,4 cm - Bte 50	1	60		Bte 50
4042809094411	9952191	71176-00001-01	2x16,0 cm -Bte 50	1	60		Bte 50

c. Pansements

EAN13	ACL7	Référence (*)	Dimensions	Unité de cde	Carton stand.	Code LPPR	
4042809070002	9952222	72143-00010-02	3,8x3,8 cm - Bte 100	1	48		Bte 100
4042809069976	9952216	72143-00009-02	7,2x2,2 cm - Bte 100	1	36		Bte 100
4042809070033	9952239	72143-00011-02	7,2 x 5,0 cm - Bte 100	1	36		Bte 100

(*) les 2 derniers chiffres sont mentionnés à titre indicatif (internes à BSN medical)

STERILISATION:

Oxyde Ethylène

BSN medical SAS
57, boulevard Demorieux
F - 72058 LE MANS Cedex 2
Tél.: 02 43 83 40 40
Fax: 02 43 83 40 41

CONTACT PHARMACIE :

N° Vert : 0 800 302 282



- Système de Management certifié
- EN ISO 9001
- EN ISO 13485