

Medicomp® S 30 - LPPR

Compresse nontissé stériles



Référence	Taille ou dimensions	Code ACL
411041	7,5 x 7,5 cm	7359738
411042	10 x 10 cm	7359744
411141	7,5 x 7,5 cm	7564473
411142	10 x 10 cm	7564496
411241	7,5 x 7,5 cm	7128938
411242	10 x 10 cm	7128944

Produit

Compresse en nontissé, 30 g/m², 4 plis, 4 épaisseurs, stériles.

Indications / Classification

Pour le soin général des plaies. A utiliser en tampons ou en compresses pour des interventions en milieu hospitalier ou ambulatoire.

Medicomp® S 30 - LPPR est un dispositif médical de classe IIa (TÜV-0123).

Spécifications

Composition :

Composition : 67 % viscose - 33 % polyester environ

Caractéristiques :

Caractéristiques physiques :

Poids (EN ISO 9073-1) : 30 g/m² environ

Capacité d'absorption avant stérilisation (EN ISO 9073-12) : 11 g/g environ

Temps d'immersion (EN ISO 9073-12) : 2 s environ

Résistance à la rupture (EN 14079) :

- sens marche : > ou = 30 N/5 cm

- sens travers : > ou = 6 N/5 cm

Allongement (EN 14079) :

- sens marche : 20 % environ

- sens travers : 120 % environ

Fluorescence (EN 1644-1) : conforme

Caractéristiques chimiques :

Tensioactif (EN 1644-1) : < ou = 3 mm

Taux de substances solubles dans l'eau (EN 1644-1) : < ou = 0,5 %

Taux de substances solubles dans l'éther (EN 1644-1) : < ou = 0,4 %

Référence	Taille ou dimensions produit	Caractéristiques spécifiques
411041	7,5 x 7,5 cm	Dimensions pliées : 7,5 x 7,5 cm environ Dimensions dépliées : 15 x 15 cm environ
411042	10 x 10 cm	Dimensions pliées : 10 x 10 cm environ Dimensions dépliées : 20 x 20 cm environ
411141	7,5 x 7,5 cm	Dimensions pliées : 7,5 x 7,5 cm environ Dimensions dépliées : 15 x 15 cm environ
411142	10 x 10 cm	Dimensions pliées : 10 x 10 cm environ Dimensions dépliées : 20 x 20 cm environ
411241	7,5 x 7,5 cm	Dimensions pliées : 7,5 x 7,5 cm environ Dimensions dépliées : 15 x 15 cm environ
411242	10 x 10 cm	Dimensions pliées : 10 x 10 cm environ Dimensions dépliées : 20 x 20 cm environ

Remboursé LPPR.



Présence de latex. Le produit ne contient pas de latex. L'emballage (pochette pelable) contient du latex au niveau des soudures uniquement.

Absence de phtalates.

Absence de colophane.

Présentation / Conditionnement

En pochette pelable papier/papier, puis en boîte distributrice et en carton.

Référence	Taille ou dimensions produit	Nb unités / pochette	Nb pochettes / boîte	Nb boîtes / carton	Nb cartons / palette
411041	7,5 x 7,5 cm	2	10	28	90
411042	10 x 10 cm	2	10	20	80
411141	7,5 x 7,5 cm	2	50	12	60
411142	10 x 10 cm	2	50	12	30
411241	7,5 x 7,5 cm	2	25	12	84
411242	10 x 10 cm	2	25	8	80

Référence	Taille ou dimensions produit	Dimensions pochette	Dimensions boîte	Dimensions carton
411041	7,5 x 7,5 cm	107 x 120 mm	110 x 36 x 125 mm	262 x 230 x 264 mm
411042	10 x 10 cm	132 x 145 mm	135 x 36 x 149 mm	371 x 281 x 163 mm
411141	7,5 x 7,5 cm	107 x 120 mm	123 x 112 x 135 mm	388 x 240 x 280 mm
411142	10 x 10 cm	132 x 145 mm	151 x 137 x 142 mm	434 x 287 x 316 mm
411241	7,5 x 7,5 cm	107 x 120 mm	110 x 86 x 125 mm	269 x 263 x 234 mm
411242	10 x 10 cm	132 x 145 mm	135 x 86 x 149 mm	356 x 284 x 162 mm

Stérilisation

A la vapeur d'eau.

Durée de vie : 5 ans

Précautions d'emploi

L'emballage (pochette pelable) contient du latex naturel au niveau des soudures uniquement susceptible de provoquer des réactions allergiques.