



Lastopress® Bande de contention cohésive



Référence	Taille ou dimensions	Code ACL
931300	7 cm x 3 m - blanc	7343387
931301	10 cm x 3,5 m - blanc	7343393
931305	7 cm x 3 m - chair	7343401
931306	10 cm x 3,5 m - chair	7343418

Produit

Bande de contention cohésive de force 1 (classe V 19), élastique en un sens, repositionnable. Elle est transparente aux rayons X, conserve ses propriétés en milieu humide et permet les échanges gazeux.

Indications / Classification

En traumatologie, pour le bandage préventif ou curatif des systèmes musculo-tendineux des articulations, la réduction des oedèmes et hématomes, maintien des attelles. En phlébologie, pour le traitement de l'insuffisance veineuse, le maintien de pansements compressifs, la prévention du risque thrombo-embolique.

Lastopress® est un dispositif médical de classe I.

Spécifications

Composition :

Nontissé : 84 % de polypropylène et 16 % élasthanne
Fil en élasthanne

Caractéristiques :

Grammage : 100 g/m²

Allongement : 120 %

Couleur : blanche ou chair

Dimensions : 7 cm x 3 m (non étirée) ou 10 cm x 3,5 m (non étirée)

Remboursé LPPR.

Absence de latex.

Présentation / Conditionnement

Individuelle dans une boîte en carton.

Une notice contenant les conseils de pose est introduite dans chaque boîte.

Référence	Taille ou dimensions produit	Nb unités / boîte	Nb boîtes / carton
931300	7 cm x 3 m - blanc	1	10
931301	10 cm x 3,5 m - blanc	1	10
931305	7 cm x 3 m - chair	1	10
931306	10 cm x 3,5 m - chair	1	10

Référence	Taille ou dimensions produit	Dimensions boîte	Dimensions carton
931300	7 cm x 3 m - blanc	65 x 65 x 75 mm	343 x 143 x 95 mm
931301	10 cm x 3,5 m - blanc	70 x 70 x 105 mm	368 x 153 x 125 mm
931305	7 cm x 3 m - chair	65 x 65 x 75 mm	343 x 143 x 95 mm
931306	10 cm x 3,5 m - chair	70 x 70 x 105 mm	368 x 153 x 125 mm

Stérilisation

Non stérile

Durée de vie : 3 ans.