



Stérilux[®] Soins - Stérilux[®] pads Rectangles de coton 8x10 cm

Référence 918409 Taille ou dimensions 8 x 10 cm

Produit

Rectangles de coton
100% coton hydrophile

Indications / Classification

Pour l'application de désinfectants ou de lotions nettoyantes, l'application momentanée de liquide calmant sur hématomes, coups, piqûres d'insectes.

Stérilux[®] Soins - Stérilux[®] pads est un dispositif médical de classe I.

Spécifications

Composition :
100% coton hydrophile, blanchi à l'eau oxygénée.

Caractéristiques (du coton hydrophile) :
Couleur : blanche
Coefficient d'absorption d'eau : 23 g/g minimum
Temps d'immersion : Max 10 secondes
Acidité/Alcalinité : 5 < pH < 8
Substances tensioactives : Max 2 mm
Substances solubles dans l'eau : Max 0.50%
Substances solubles dans l'éther : Max 0.50%
Fluorescence : Absence
Cendres sulfuriques : Max 0.40%
Perte à la dessiccation : Max 0.80%

Absence de latex.
Absence de phtalates.
Absence de colophane.

Présentation / Conditionnement

Les rectangles de coton sont regroupés dans des sachets en plastique transparent, fermeture effet boule, puis en carton.

Référence	Taille ou dimensions produit	Nb unités / sachet	Nb sachets / carton	Nb cartons / palette
918409	8 x 10 cm	200	18	20

Référence	Taille ou dimensions produit	Dimensions sachet	Dimensions carton	Dimensions palette
918409	8 x 10 cm	260 x 200 x 350 mm	395 x 595 x 480 mm	1200 x 800 x 2250 mm

Péremption

Durée de vie : 5 ans.