

## SPIDRA 800



120 Kg



Autres coloris : **BLEU PASTEL**

Code article : **4060127S1**

Code ACL : 3401581460516

Autres coloris :

Code article : **4060127**

Code ACL : 3401581460455

Famille :

**Aides à la toilette**

Description :

**Siège de bain pivotant avec translation en bord de baignoire et accoudoirs escamotables.**

**Usage revendiqué :**

Les sièges de baignoires sont destinés à faciliter la toilette du patient. Leur utilisation est de fait une utilisation intérieure, en milieu humide (salle de bain - hors immersion).

**Classe du dispositif : NA**

**Garantie produit :**

2 ans contre tout vice de fabrication



### Caractéristiques Techniques

#### Dimensions (mm) :

- Dimensions hors tout
- Hauteur hors tout : 540
- Largeur hors tout : 720
- Profondeur hors tout : 720

- dimensions coque:
- largeur assise: 400
- profondeur assise : 380
- hauteur coque : 400

- largeur utile entre accoudoirs : 440

- hauteur / bord baignoire : **+70**

- compatibilité avec baignoire :
- largeur hors tout : de 600 à 740**
- largeur intérieur : de 560 à 640**

#### Description technique :

- Châssis acier (tube Ø 25x2 ) et inox 25x1.2 et 22x1.2.
- Coque plastique.
- Accoudoirs escamotables vers l'arrière.
- Butées réglables pour le calage intérieur baignoire
- Translation jusqu'au bord de la baignoire pour faciliter l'accessibilité
- Pivote sur 360° et 4 positions peuvent être verrouillées (avant – arrière – droite - gauche).
- Possibilité de bloquer l'assise en position médiane avec 2 clips plastiques
- Manette réversible à droite ou à gauche
- Finition époxy couleur

Poids du produit :

**8 kg**

Date de 1ère mise sur le marché : **Juin 2015**

version mise sur le marché à partir de: **9 nov 2015**

### Etiquetage produit

Vignette de remboursement

Non applicable

Vignette CE

Non applicable