

Gamme Fauteuils Coquilles

Soffa Princeps



- Aide au maintien
- 4 modèles
- 20 déclinaisons possibles

Chaque jour, nous améliorons **votre vie**

drive

DeVilbiss
HEALTHCARE

4 modèles disponibles

TYPE B manuel

↯ **Inclinaison mécanique** par gâchette positionnée sur la barre latérale ou la poignée à pousser (en option).



Coussin de confort des lombaires.

Gâchette



Microfibre imperméable.
Aspect cuir, imperméable, fongicide et bactéricide pour une hygiène et un entretien idéal.

TYPE C+ 1 moteur

↯ **Inclinaison électrique** de la coque.
↯ **Aide à la sortie** du patient.
(Proclive de levée à -9°)



TYPE POSTURE 2 moteurs

↯ **Inclinaison électrique** de la coque.
↯ **Repose-jambes inclinable** indépendamment électriquement.
↯ **Aide à la sortie** du patient accentuée.





Soffa *Princeps*



TYPE D 2 moteurs

- ↗ Inclinaison électrique de la coque
- ↗ Assise électrique de relevage et de transfert debout.



Repose-jambes entièrement escamoté sous l'assise pour la sortie du patient.

Les modèles *Soffa Princeps* type C+, type D, et type Posture peuvent être autonomes grâce à la batterie rechargeable.

La batterie est fixée de façon invisible sous la coque.

Le câble d'alimentation et le chargeur sont glissés dans une pochette à l'arrière du fauteuil.



Options :



Tablette ventrale

Escamotable en plastique (pour type C+ et type Posture).
Largeur : 58 cm
Profondeur : 38 cm
Épaisseur 2 cm.



Appui-tête ergonomique
à oreillettes longues.



Coussin standard de positionnement hanches/genoux.

Permet un maintien en position allongée jusqu'à 15 h par jour dans un lit et un fauteuil coquille. Sur prescription médicale.



Palette pour les pieds
(uniquement sur type B).



Assise mousse visco-élastique à mémoire de forme pour une prévention accrue des escarres. Sur prescription médicale.

Soffa Princeps

Le design

Le tissu

Possibilité d'avoir des garnitures aspect cuir en totalité sur **Soffa Princeps** type C+.

Soffa Princeps

REGLISSE

(appui-tête microfibre gris)

Microfibre
imperméable gris

Aspect cuir anthracite
(imperméable, fongicide
et bactéricide)



Soffa Princeps

CHOCOLAT

(appui-tête microfibre chocolat)

Microfibre
imperméable chocolat

Aspect cuir chocolat
(imperméable, fongicide
et bactéricide)



CHOCOLAT/PISTACHE
appui-tête chocolat



CHOCOLAT/BEIGE
appui-tête chocolat



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		TYPE B	TYPE C+	TYPE D	TYPE POSTURE
Largeur d'assise		390 mm ou 420 mm 450 mm ou 480 mm 510 mm		390 mm 450 mm 510 mm	390 mm ou 420 mm 450 mm ou 480 mm 510 mm
Largeur hors-tout (sans tablette)		670 mm 730 mm 790 mm		650 mm 690 mm 750 mm	
Profondeur d'assise		410 mm, ou 440 mm ou 470 mm			440 mm
Longueur hors-tout (sans palette)				720 mm	
Hauteur d'assise (avec coussin de 7 cm)		450 mm, 490 mm, ou 530 mm	490 mm ou 530 mm	480 mm, 520 mm, ou 560 mm	490 mm ou 530 mm
Inclinaison de la coquille		-3°/+28°	-9°/+25°	-2°/+25°	-9°/+25°
Inclinaison de l'assise de transfert debout seule		0	0	+32°	0
Hauteur des accoudoirs		230 mm		200 mm	230 mm
Largeur des accoudoirs				90 mm	
Largeur des barres latérales				50 mm	
Roulettes				4 x Ø 60 mm avec freins 1 x Ø 50 mm	
Poids du fauteuil				à partir de 23 kg	
Poids maxi utilisateur				120 kg	

Soffa Princeps est un dispositif médical nécessitant une prescription médicale. Il est destiné à des patients dans l'impossibilité de se maintenir en position assise sans soutien.

Dans tous les cas, le fauteuil doit être adapté et configuré par un prestataire de services à domicile.

Pour plus d'informations, de détails techniques, références et autres options, veuillez vous référer au guide d'utilisation et/ou à la fiche de mesure du dispositif disponibles sur notre site internet.

Côtes ± 10 mm / angles ± 1°.

Les réglages usines sont faits de façon à correspondre à la taille du patient sélectionnée sur la fiche de prescription.



Cachet du distributeur

Drive DeVilbiss Healthcare France

Chaussée du Ban la Dame - Parc d'activités Eiffel Energie
ZAC du Ban la Dame - BP 19 - 54390 FROUARD - FRANCE
Tél. +33 (0)3 83 495 495 - Fax. +33 (0)3 83 495 496

