

MESURE DU SOUFFLE : MINI-Wright Enfants et Adultes



Référence incontestable, le Mini-Wright offre une précision jamais égalée dans la mesure du DEP de par un calibrage individuel qui lui assure une excellente reproductibilité. Appareil le plus utilisé et le plus apprécié des professionnels de santé, il peut également être prescrit aux patients.

Deux modèles sont proposés :

Modèle standard ou adulte : Mesure les débits entre 60 et 800 l/mn. Convient à toute personne âgée de plus de 6 ans.

Modèle enfant : Spécifique pour enfants ou faibles débits avec une échelle allant de 30 à 400 l/mn.

Des ailettes aérodynamiques améliorent la mesure des faibles débits et un moulin incitatif facilite la mesure chez les tous petits.

Embouts jetables adulte ou enfant disponibles.

AIRZONE

Nouveau Peak Flow, l'AIRZONE est très apprécié des patients pour sa petite taille et sa poignée très pratique.

Des curseurs de couleurs constituent une aide visuelle pour le patient qui situe immédiatement l'état de son souffle.

Un seul modèle pour adultes et enfants, de 60 à 800 l/mn.

Petit diamètre adapté aux embouts jetables enfants.

Outre une très bonne précision, l'AIRZONE offre une excellente reproductibilité grâce à un étalonnage individuel.



Zone verte	80% < DEP < 100%
Zone Jaune	50% < DEP < 80%
Zone Rouge	DEP < 50%

	Mini-Wright	Mini-Wright Enfant	AIRZONE
ACL	703 30 72	703 30 89	435 77 62
LPP	117 27 72	117 27 72	117 27 72

L'entretien des 3 Peak Flow se fait simplement à l'eau tiède savonneuse ou par désinfection à froid.

EMBOUTS

Une gamme d'embouts est à votre disposition :

- en carton pour adultes,
- à valve anti-retour pour adultes,
- en carton pour enfants,
- des adaptateurs



MEDIFLUX c'est aussi :
le Mini-Wright Digital, des nébuliseurs
des chambres d'inhalation et des spiromètres.

VOTRE CONTACT COMMERCIAL MEDIFLUX



MEDIFLUX -19 Allée des Vendanges - 77183 Croissy Beaubourg - +33 (0)1 60 93 90 60
contact@mediflux.fr - www.mediflux.fr